

お客様各位

2017年7月吉日  
オリンパス株式会社

## 875mlアセサイドボトルの形状およびラベル変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さてこの度、弊社内視鏡洗浄消毒装置OER-3用875mlアセサイドボトルの変更を致しましたので、以下にご案内申し上げます。

謹白

<記>

### ■ 875mlアセサイドボトルの変更

《変更内容》 ボトル形状 : ボトルの凹部の形状を変更しました。


ラベル : これまで第一剤の裏側に貼られていたラベルと第一剤表側に貼られていたラベルの内容を1枚にまとめました。また、第二剤のラベルが短くなります。

《変更理由》 OER-3との組み合わせにおいて、ボトルの位置検知精度の向上のため形状を変更しました。

また、ボトル形状の変更に伴いラベルを変更、表側のみに情報を集約し見やすさの向上を図りました。


《変更箇所》

ボトル形状 (上図：現行品 下図：変更品)



Your Vision, Our Future

ラベル (左図: 現行品 右図: 変更品)



《対象製品》

製品名称	製品コード
OER-3用アセサイド	N2641100

以上