

ケモセーフ® バイアルアダプター 接着剤増量のご案内

2018年3月
テルモ株式会社

謹啓 平素よりテルモ製品に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、抗がん剤投与システム「ケモセーフバイアルアダプター」につきまして、下記のとおり、接着剤を増量いたしますので、ご案内申し上げます。

敬白

記

■ 変更内容

通気フィルターの接合をより強固にするため、接着剤を増量いたします。

本変更により、一部、接合部分に接着剤が見えている製品がございますが、性能、品質等に問題はありません。



接着剤増量部分

接着剤が表面に見えている状態の一例



接着剤

■ 変更開始時期

2018年4月

※在庫状況により変更品がお手元に届く時期が前後する場合がありますが、ご了承ください。

■ 変更対象品種

品名	コード番号	内容	共通商品コード(JAN)
ケモセーフバイアルアダプター	KS-VA201	孔径0.2μm ベントフィルター付・ バイアル径φ20mm用	4987350411877

一般的名称：調整用薬液注入コネクタ 販売名：ケモセーフバイアルアダプター 医療機器届出番号：13B1X00101000058

テルモ株式会社 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷 2-44-1 www.terumo.co.jp