

ベノジェクト® II 真空採血管 (AR管品種) 乾燥剤廃止のご案内

2018年10月
テルモ株式会社


謹啓 平素よりテルモ製品に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度、ベノジェクト II 真空採血管 (AR管品種) につきまして、下記のとおり、乾燥剤を廃止いたしますのでご案内申し上げます。

敬白

記

■ 変更内容

100本入りの単位箱を覆っているポリ袋の中に封入している乾燥剤を廃止いたします。
なお、これまで通り、開封後3か月以内にご使用いただきますようお願いいたします。



■ 変更開始時期 2018年11月より順次
※在庫状況により変更品がお手元に届く時期が前後する場合がありますが、ご了承ください。

■ 変更対象品種

コード番号	品種記号	カラーコード	検査項目	薬品及び処理方法	薬品状態	採血量	外径×長さ	管サイズ	備考	共通商品コード (JAN)
VP-AR073K63	AR	チェリーレッド	生化学検査・血清学的検査	血清分離剤+凝固促進フィルム+トロンビン	フィルムコート及び管壁塗布	3mL	13.2×100mm	7mL	強化フィルムシール 白ゲルタイプ	4987350249913
VP-AR076K63		6mL				13.2×100mm	7mL	4987350249937		
VP-AR076KM63		青								4987350252777
VP-AR106K63		チェリーレッド				6mL	15.6×100mm	10mL		4987350249951
VP-AR106KD63		ピンク				6mL	15.6×100mm	10mL		4987350252937
VP-AR106KM63		青								4987350252890
VP-AR109K63		チェリーレッド				9mL	15.6×100mm	10mL		4987350249975
VP-AR109KM63		青								4987350252876

一般の名称：真空密封型採血管 販売名：ベノジェクト II 真空採血管 (滅菌品) 医療機器認証番号：219ABBZX00032