

2019年2月吉日

お客様 各位

スリーエム ジャパン株式会社  
ヘルスケアカンパニー  
本社 141-8684 東京都品川区北品川6-7-29  
医療用製品事業部

3 M™ テガダーム™ CHG ドレッシング (製品番号：1657R)

3 M™ テガダーム™ I.V. コンフォート フィルム ドレッシング (製品番号：1685)

製品デザイン変更のご案内

拝啓 時下ますますご隆盛のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。ごぞいます。

さて、この度対象製品につきまして、下記の通り製品デザインを変更させていただくことになりましたので、ご案内致します。

今後とも当社製品により一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

## 記

## ■ 対象製品

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 製品名   | 3 M™ テガダーム™ CHG ドレッシング |
| 販売名   | テガダーム CHG ドレッシング       |
| 製品番号  | 1657R                  |
| 管理区分  | 高度管理医療機器               |
| 一般的名称 | 抗菌性カテーテル被覆・保護材         |





|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 製品名   | 3 M™ テガダーム™ I.V. コンフォート フィルム ドレッシング |
| 販売名   | テガダーム I.V. コンフォート フィルム ドレッシング       |
| 製品番号  | 1685                                |
| 管理区分  | 一般医療機器                              |
| 一般的名称 | カテーテル被覆・保護材                         |

## ■ 変更内容

製品本体の切り込み部分周囲と固定用テープにミシン目加工が付きました。

- ・切り込み部分周囲（赤枠箇所）：太径のマルチルーメンカテーテルを固定する際に、ミシン目を切って固定ができます。
- ・固定用テープ（緑枠箇所）：ミシン目を切ってから剥がせるようにもなりました。

なお、従来品通りの使用も引き続き可能です。

|      | 変更前  | 変更後   |
|------|--|---|
| 製品本体 | <b>【1657R】</b><br>  | <b>【1657R】</b><br>  |
|      | <b>【1685】</b><br> | <b>【1685】</b><br> |

\*上記以外の変更はございません。

## ■ 変更開始ロット

1657R：333NSE

1685：2020-12XS

## ■ 変更開始予定時期

1657R：2019年3月中旬

1685：2019年3月下旬

（販売状況により前後する可能性がございます）

以上