

テルフュージョン® 輸液ポンプ28型 仕様変更のご案内

2019年4月
テルモ株式会社

謹啓 平素よりテルモ製品に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度、テルフュージョン輸液ポンプ28型につきまして、下記のとおり、表示明るさ切換機能および警報メロディ切換機能に関してソフトウェアの仕様変更を行いますので、ご案内申し上げます。

敬白

記

■ 変更内容

- ①表示明るさ切換機能（液晶表示部、動作インジケータの明るさを切り換える機能）
 - ・電源を入れた直後は、常に「明」設定となっていました。一度設定した表示明るさを、電源を切っても保持する設定に変更いたします。
 - ・「暗」設定時の液晶表示部の明るさを変更いたします。
- ②警報メロディ切換機能（警報時のブザーの鳴動パターン（メロディ）を切り換える機能）
 - ・「テルフュージョン輸液ポンプTE-261」、「テルフュージョンシリンジポンプ35型」と同仕様のブザーの鳴動パターン（メロディ）を追加いたします。

なお、詳細につきましては、弊社担当にお問い合わせください。



■ 変更開始時期 2019年6月

※在庫状況により変更品がお手元に届く時期が前後する場合がありますが、ご了承ください。

■ 変更対象品種

品名	コード番号	AFF機能	共通商品コード (JAN)
テルフュージョン輸液ポンプ28型	TE-281N	なし	4582270690298
	TE-281A	あり	4582270690274

一般的名称：汎用輸液ポンプ

販売名：テルフュージョン輸液ポンプ28型

医療機器承認番号：22800BZX00448 特定保守管理医療機器

一般的名称：汎用輸液ポンプ

販売名：テルフュージョン輸液ポンプTE-261

医療機器承認番号：21700BZZ00180 特定保守管理医療機器

一般的名称：注射筒輸液ポンプ

販売名：テルフュージョンシリンジポンプ35型

医療機器承認番号：22000BZX01362 特定保守管理医療機器