



## ディスポ体温プローブ仕様変更のご案内

謹啓 平素より弊社製品に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、誠に勝手ながら製造メーカーの生産中止の為、下記の通りディスポ体温プローブの仕様変更をさせて頂くこととなりましたので、ご案内申し上げます。

なお、本件に関するお問合せは、弊社カスタマーサポートまでお願いいたします。

### 【仕様変更の内容】

■コネクタ部がアッセンブリ仕様からモールド仕様へ変更になります。

※その他の仕様、互換性には影響はありません。


### 【対象製品】

- ・ 21138 ディスポ体温プローブ(黄)      ・ 21140 ディスポ体温プローブ(白)
- ・ 21191 インキュレーター(iシリーズ・V2200・V2100G・ネサホ用)

### 【従来品】



※コネクタ部:アッセンブリ仕様



※体温プローブ:黄色



※体温プローブ:白色


### 【変更品】



※コネクタ部:モールド仕様



※体温プローブ:黄色



※体温プローブ:白色



## ellman 製品販売中止のご案内

謹啓 平素より弊社製品に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。  
さてこの度、誠に勝手ながら下記製品の販売を中止させて頂くこととなりましたので、  
ご案内申し上げます。  
なお、本件に関するお問合せは、弊社カスタマーサポートまでお願いいたします。

謹白

—— 記 ——

### 【販売中止】

コードNO	品 名	対象機器	実施時期
13201	IEC-BC IEC バイポーラコード / 5 本	サージトロン・デュアル	在庫終了次第
13166	SVD110 吸煙装置 サージe バッグ	サージトロン・デュアル	即日

※ディスプレイタイプタイプのバイポーラコードは、メーカー側の生産中止に伴い、  
在庫がなくなり次第、販売中止とさせていただきます。

※リユースタイプへの切替をお願いいたします。

※吸煙装置 サージe バッグは、メーカー側の生産中止に伴い、販売中止とします。

※吸煙装置の補充品につきましては、継続販売いたします。

### 【新製品/切替品】

コードNO	品 名	JANCD	実施時期
13203	IEC-JXB IEC バイポーラコード / 1 本	4942962132039	即日

### 【販売中止】

13201: IEC-BC IEC バイポーラコード  
単回使用(ディスプレイタイプ/滅菌済)



### 【新製品/切替品】

13203: IEC-JXB IEC バイポーラコード  
複数回使用可能(リユースタイプ/未滅菌)  
※オートクレーブ滅菌 121℃/15分以上 推奨



# ATOM MEDICAL



No.19-11-15  
2019年11月

## メディフィルター874 製品販売中止のご案内

謹啓 平素より弊社製品に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。  
さてこの度、誠に勝手ながら下記製品の販売を中止させて頂くこととなりましたので、  
ご案内申し上げます。  
なお、本件に関するお問合せは、弊社カスタマーサポートまでお願いいたします。

謹白

—— 記 ——

### 【販売中止】

コードNO	品名	JANCD	実施時期
36258	メディフィルター874 サンプルポート付	4942962362580	在庫終了次第

### 【後継品】

コードNO	品名	JANCD	実施時期
36260	バクテリアフィルターポート付/10入 ※フロージェネレーター及び呼吸回路・麻酔回路用	4942962362603	即日
23784	患者フィルター ※クロスベント2カラー用	4942962237840	

《 カスタマーサポート 》 0800-111-6050 受付時間 平日9:00~17:00  
(上記番号でつながらない場合 03-6388-9887)