



Littmann®
Stethoscopes

リットマン® ステソスコープ スプリングキャンペーン 2025

対象期間：2025.3/1～5/31

対象器種：リットマン® ステソスコープ 本体全器種
(交換部品を除く)



5875



6186C



5839



5835



5648

3M™ リットマン® コア デジタル ステスコープ

2023年12月発売!進化^{※1}した聴診器

最大40倍の音響増幅^{※2}、アクティブノイズキャンセリング機能、音響波の可視化などを、従来のリットマン® 聴診器の優れた音響特性、快適性、品質などの魅力と共に提供します。

リットマン® の電子聴診器



進化^{※1}した聴診を

最大40倍の音響増幅^{※2}と、周囲の騒音を低減するアクティブノイズキャンセリング機能。

※2 ピーク周波数 (125Hz) におけるアナログモードと最大音量設定時の比較

快適性・信頼性

ソフトシーリング・イヤーチップは、快適なフィット感と、遮音特性を提供します。

聴きたい音を聴く

アナログモードと電子聴診を素早く切り替え、成人用・小児用の両面に搭載した一体型サスペンデッド・ダイアフラムで高周波音と低周波音を聞き分けることが可能です。

デジタルで発見を

Eko Health社のソフトウェア^{※3}に接続し、音響波をリアルタイムで可視化できます。

詳しくはこちら

<https://go.solventum.com/2025CCCR>



※1 自社機械式聴診器従来品との比較

これまで以上に多くのことを^{※3}

録音する

15秒、30秒、60秒、120秒の録音を保護された状態で注釈付きで保存できます。

分析する

病状進行のモニタリングや教育用に、聴診音のライブラリを作成できます。

共有する

録音を医療従事者間で共有できます。



本製品にモバイル機器は含まれません。

※3 米国 Eko Health社が提供・管理するソフトウェア・アプリを使用します。また、ご利用の際にはEko Health社への登録が必要です。(ekohealth.com) また、本ソフトウェア・アプリは診断を目的としたものではありません。



3M™ リットマン® コア デジタル ステスコープ



	チェストピース 表面仕上げ	ステム	製品番号	チューブカラー	バイノーラル 金属部表面仕上げ	キャンペーン 特別希望本体価格 (税込)
黒色加工 Black Edition	ブラック	ブラック	8480	ブラック	ブラック	希望価格(税込) ¥71,500 ▼ キャンペーン 特別希望本体価格 (税込) ¥55,000
ハイポリッシュ レインボウ加工 High Polish Rainbow Edition	ハイポリッシュ レインボウ	ブラック	8570	ブラック	ブラック	希望価格(税込) ¥75,790 ▼ キャンペーン 特別希望本体価格 (税込) ¥59,290
ハイポリッシュ カッパー(銅色)加工 High Polish Copper Edition	ハイポリッシュ カッパー(銅色)	ブラック	8870	ブラック	ブラック	
ミラー加工 Mirror Edition	ミラー	ブラック	8890	ブラック	ブラック	

- チェストピース：成人・小児両用型チェストピース (ステンレス)
- ダイアフラム：サスペンデッド・ダイアフラム (直径：成人用 約45mm・小児用 約35mm)
- チューブ：高感度ツーインワン・チューブ バイノーラル

全長/重さ：約 69cm/約 232g



3M™ リットマン®

カーディオロジー IV™ ステスコープ

2本のチューブを一体型にし、音の損失を軽減した高感度ツーインワン・チューブと、厚みのある曲線的なチェストピースを採用した聴診器です。



	チェストピース 表面仕上げ	ステム	製品番号	チューブカラー	バイノーラル 金属部表面仕上げ	キャンペーン 特別希望本体価格 (税込)
スタンダード Standard	シルバー	シルバー	6151	ブラック(ショートレングス) ※1	シルバー	希望価格(税込)¥44,550 ▼ キャンペーン 特別希望本体価格(税込) ¥30,250
			6152	ブラック ※2		
6154	ネイビーブルー ※2					
6155	ハンターグリーン ※2					
6156	プラム ※2					
6158	ラズベリー ※2					
NEW	6187C	ミッドナイトブルー (シルク調仕上げ)	シルバー	希望価格(税込)¥46,200 ▼ キャンペーン 特別希望本体価格(税込) ¥31,570		
レインボウ加工 Rainbow Edition	レインボウ	ブラック バイオレット	6165 6205		ブラック プラム	ブラック
黒色加工 Black Edition	ブラック	ブラック ブラック レッド ブルー バイオレット	6163 6168 6200 6201 6203	ブラック ネイビーブルー ブラック ブラック ブラック	ブラック	希望価格(税込)¥48,510 ▼ キャンペーン 特別希望本体価格(税込) ¥32,560
		ブラック	NEW	6186C	アラバスターホワイト (シルク調仕上げ)	
ミラー加工 Mirror Edition	ミラー	ミラー	6170 6177	パーガンディー ブラック	シルバー	希望価格(税込)¥48,510 ▼ キャンペーン 特別希望本体価格(税込) ¥32,560
シャンパン加工 Champagne Edition	シャンパン	スモーク シャンパン シャンパン	6179 6176 6190	ブラック パーガンディー カリビアンブルー	スモーク ブラック ブラック	
ハイポリッシュ スモーク加工 High Polish Smoke Edition	ハイポリッシュ スモーク	ブルー シャンパン ブラック ミラー スモーク	6202 6204 6232 6234 6238	ネイビーブルー ブラック ブラック カリビアンブルー グレー	ブラック ブラック ブラック ブラック スモーク	
ハイポリッシュ レインボウ加工 High Polish Rainbow Edition	ハイポリッシュ レインボウ	スモーク スモーク ブラック	6240 6241 6242	ブラック ラズベリー ネイビーブルー	スモーク スモーク ブラック	

全長/重さ: 約 69cm/約 180g (※1: 約 56cm/約 167g、※2: 約 69cm/約 177g)

新色
登場

まるでシルクのような手触り

リットマン® 聴診器 新しいシルク調仕上げシリーズ

チューブに特殊コーティングが施されたサラサラな質感のチューブと
その実用性により、快適性と効率性が向上しました。
最新モデルで違いを実感してください。



3M™ リットマン® ステスコープの部位名称





3M™ リットマン® クラシック III™ ステスコープ

発売以来多くの医療従事者に選ばれ続けているクラシックシリーズの最新モデル。
これ一器で幅広い患者様の診療が可能なスタンダードな聴診器です。



Acoustic Seal

Single Tube

Suspended Diaphragm

	チェストピース 表面仕上げ	ステム	製品番号	チューブカラー	バイノーラル 金属部表面仕上げ	キャンペーン 特別希望本体価格 (税込)
スタンダード Standard	シルバー	シルバー	5620	ブラック	シルバー	希望価格(税込)¥21,450 ↓ キャンペーン 特別希望本体価格(税込) ¥13,970
			5621	グレー		
5622	ネイビーブルー					
5623	カリビアンブルー					
5627	バーガンディー					
5630	セイルブルー					
5633	パールピンク					
5831	プラム					
5832	ラベンダー					
5835	ターコイズ					
5839	レモンライム					
5648	ラズベリー					
			NEW			
			5910C	シャンパンローズ (シルク調仕上げ)	シルバー	
			5912C	マリンプル (シルク調仕上げ)	シルバー	
レインボウ加工 Rainbow Edition	レインボウ	真鍮色 真鍮色 ブラック	5806	ラズベリー	真鍮色 真鍮色 ブラック	希望価格(税込)¥22,500 ↓ キャンペーン 特別希望本体価格(税込) ¥14,850
			5807	カリビアンブルー		
			5870	ブラック		
黒色加工 Black Edition	ブラック	ブラック	5803	ブラック	ブラック	
			5868	バーガンディー		
スモーク加工 Smoke Edition	スモーク	スモーク ピンク バイオレットグレー ブルー	5811	ブラック	スモーク	
			5872	ターコイズ		
			5873	グレー		
			5875	ライムグリーン		
銅色加工 Copper Edition	銅色	銅色	5809	チョコレート	銅色	
ミラー加工 Mirror Edition	ミラー	スモーク スモーク ピンク ピンク	5863	ネイビーブルー	スモーク	希望価格(税込)¥24,310 ↓ キャンペーン 特別希望本体価格(税込) ¥16,280
			5959	セイルブルー		
			5960	プラム		
			5962	パールピンク		
シャンパン加工 Champagne Edition	シャンパン	スモーク	5861	ブラック	スモーク	
			5864	バーガンディー		

全長/重さ: 約69cm/約150g

Point 1



髪や肌にくっつきにくい

サラサラとした質感で、肌・髪・衣服にまとわりつくことなく、快適に使用することができます。スムーズに聴診を行うことができます。

Point 2



折り畳みやすい・収納しやすい

チューブ同士がくっつかないため簡単にコンパクトに丸めて持ち運ぶことができます。ポケットなどに入れる際に便利です。

Point 3



汚れにくく清掃しやすい

コーティングによりチューブにゴミや汚れがつきにくいです。また、摩擦が少ないため清掃が簡単で、見た目をキレイに保つことができます。

Point 4



傷つきにくく長持ち

皮脂やアルコールに対する耐性が向上しました。これにより、製品の耐久性向上を実現しています。



一体成型ダイアフラム

ダイアフラムとリムの段差が少ない「一体成型ダイアフラム」を採用し、お手入れも簡単に。



シーリンググアイアーチップ

快適なフィット感と遮音性を提供します。



高感度ツインワン・チューブ

2本のチューブを一体型にし、優れた音響特性を持ちます。





3MTM リットマン[®] マスターカーディオロジーTM ステスコープ



	チェストピース 表面仕上げ	ステム	製品番号	チューブカラー	バイノーラル 金属部表面仕上げ	キャンペーン 特別希望本体価格 (税込)
スタンダード Standard	シルバー		2160	ブラック	シルバー	希望価格(税込)¥63,580 キャンペーン 特別希望本体価格(税込) ¥38,500
			2163	パーガンディー		
			2164	ネイビーブルー		
			2167	ブラム		
黒色加工 Black Edition	ブラック		2161	ブラック ※3	ブラック	希望価格(税込)¥69,300 キャンペーン 特別希望本体価格(税込) ¥39,600
			2176	ブラック	スモーク	
真鍮色加工 Brass Edition	真鍮色			2175	ブラック	

全長/重さ: 約68cm/約180g (※3: 約68cm/約190g)



3MTM リットマン[®] ライトウェイト II S.E. ステスコープ



	チェストピース 表面仕上げ	ステム	製品番号	チューブカラー	バイノーラル 金属部表面仕上げ	キャンペーン 特別希望本体価格 (税込)
スタンダード Standard	ダーク ベージュ	ダークベージュ	2450	ブラック2	ダークベージュ	希望価格(税込)¥12,650 キャンペーン 特別希望本体価格(税込) ¥8,800
			2451	パーガンディー2		
			2452	カリビアンブルー2		
			2454	セイルブルー2		
			2456	パールピンク2		

3MTM リットマン[®] ライトウェイト II S.E. ステスコープのチューブは、つや消しタイプになります。

全長/重さ: 約71cm/約119g



3MTM リットマン[®] クラシック II (小児用) ステスコープ



	チェストピース 表面仕上げ	ステム	製品番号	チューブカラー	バイノーラル 金属部表面仕上げ	キャンペーン 特別希望本体価格 (税込)
スタンダード Standard	シルバー	シルバー	2113	ブラック	シルバー	希望価格(税込)¥17,380 キャンペーン 特別希望本体価格(税込) ¥12,760
			2113R	レッド		
			2119	カリビアンブルー		
			2122	ラズベリー		
レインボウ加工 Rainbow Edition	レインボウ	真鍮色	2153	カリビアンブルー	真鍮色	

全長/重さ: 約71cm/約104g



3MTM リットマン[®] クラシック II (新生児用) ステスコープ



	チェストピース 表面仕上げ	ステム	製品番号	チューブカラー	バイノーラル 金属部表面仕上げ	キャンペーン 特別希望本体価格 (税込)
スタンダード Standard	シルバー	シルバー	2114	ブラック	シルバー	希望価格(税込)¥17,380 キャンペーン 特別希望本体価格(税込) ¥12,760
			2114R	レッド		
			2124	カリビアンブルー		
レインボウ加工 Rainbow Edition	レインボウ	真鍮色	2157	ラズベリー	真鍮色	

全長/重さ: 約71cm/約96g



シングル・チューブ
軽量で扱いやすい
シングルタイプ。



サスペンデッド・ダイアフラム
押さえつける力の強弱で低周波音と
高周波音のモード切り替えができます。

●低周波音聴診時

軽くあてるとダイアフラムは
機能せず、ベルタイプの働き
をします。

●高周波音聴診時

強くあてるとダイアフラムが
リングに接触し、高周波音が
聴診できます。

電子聴診器

リットマン® コア デジタル ステスコープ

詳しく知りたい方は
中のページをご覧ください



新色登場!

チューブがまるで シルクのような手触り

リットマン® 聴診器 シルク調仕上げシリーズ

シルク調仕上げシリーズについて
詳しく知りたい方はこちら

<https://go.solventum.com/2025SCSF>



●本カタログに掲載した全製品のカラー写真につきましては、色調が異なる場合があります。

●3M® リットマン® ステスコープには天然ゴムラテックスを使用しておりません。●各製品には「添付文書」「取扱説明書（日本語）」が同封されております。●3M® リットマン® ステスコープは、取扱説明書による正常なご使用状態で破損した場合には、在学中は新品交換、無償パーツ交換させていただきます。●本カタログに記載されている全製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。●本カタログに掲載した全製品の価格は、諸般の事情により変更することがありますので、ご了承ください。●本カタログに掲載した全製品は、諸般の事情により発売中止になることがあります。●価格は全てメーカー希望小売価格です。詳細は取扱店までお問合せください。

販売名：リットマンステスコープ 一般医療機器 届出番号：13B1X10422000218

販売名：リットマンコア デジタル ステスコープ 管理医療機器：電子聴診器（機械式聴診器） 医療機器認証番号：305ADBZX00011000

取扱店

Solventumおよびそのロゴ、Littmann、リットマン、LのLittmannロゴ、Cardiology IV、カーディオロジー IV、ClassicIII、クラシックIIIは、Solventum及びその関連会社の商標です。
3Mおよびそのロゴは3Mおよびその関連会社の商標です。その他の商標はそれぞれの権利者の商標です。無許可での使用は禁止されています。

2025年2月発行

ソルベンタム合同会社
<http://www.littmann.jp/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© Solventum 2025. All Rights Reserved.
HPM-200-AC(0225)IT

スリーエムヘルスケアジャパン合同会社はソルベンタム合同会社に社名変更しました。

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-000-470**

9:00~17:00/月~金（土日祝年末年始は除く）