

テルフュージョン[®]シリンジポンプSS型 仕様変更のご案内

2018年5月
テルモ株式会社

謹啓 平素よりテルモ製品に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度、テルフュージョンシリンジポンプSS型につきまして、下記のとおり、仕様を変更いたしますので、ご案内申し上げます。

敬白

記

■ 変更内容

シリンジ先端につける様々な形状の延長チューブ等に対応するため、フロントケースのチューブガイドの形状を変更いたします。

<変更箇所>



変更前



変更後



- **変更開始時期** 2018年5月以降順次
※在庫状況により変更品がお手元に届く時期が前後する場合がありますが、ご了承ください。

■ 変更対象品種

品名	コード番号	外部通信	共通商品コード (JAN)
テルフュージョンシリンジポンプSS型	TE-SS800N	赤外線/無線LAN	4987350616913
	TE-SS702N	RS-232C	4987350616890

一般的名称：注射筒輸液ポンプ
販売名：テルフュージョンシリンジポンプSS型 医療機器承認番号：22400BZX00231 特定保守管理医療機器